

JUST PROVE IT!

spectroquant® prove

SIMPLITATE. SIGURANTA. DURABILITATE.

Cumpărați un spectrofotometru UV/VIS **Prove** și primiți un Termoreactor **TR320** sau kit-uri in valoare de 900 Ron, **GRATUIT!**

PROVE 300
NR. CAT. 1.73017.0001



Pentru analize sensibile
Aplicatii principale
Ape potabile si bauturi

PROVE 600
NR. CAT. 1.73018.0001



Pentru analize complexe
Aplicatii principale
Ape de proces
Mediu academic

Specificatii tehnice

		Prove 300	Prove 600
Tehnologie	Spectrofotometru cu tehnologie cu fascicul de referinta	■	■
Domeniu lungimi de unda	Vis (320 – 1100 nm)	■	■
	UV (190 – 320 nm)	■	■
Lampa	Lampa de wolfram halogen		
	Lampa de xenon	■	■
Latime banda spectrala	4 nm	■	
	1.8 nm		■
Dimensiuni cuve	Cuve rotunde de 16 mm, cuve rectangulare de 10, 20, 50 mm cu identificare automata	■	■
	Cuve rectangulare de 100 mm cu identificare automata		■
Sistem Live-ID	Cod de bare 2D pentru recunoastere kituri	■	■
Interfete de comunicare	USB: 2 x USB-A (pentru imprimanta, stick USB), 1 x USB-B; Ethernet, conexiune LAN	■	■



Termoreactor TR320 Spectroquant®

Caracteristici:

- Adaptarea practică a reactivilor de digestie la termoreactoare
- Utilizare ușoară și intuitivă
- Posibilitate de tratare termică pentru COD, TOC, Azot total, Fosfor Total, Metale Grele, etc.